

Suresnes, le 03 mai 2023


**NOTE D'INFORMATION** : Notification de sécurité – Réception des électrodes corrigées pour DAE Philips M5071A (adulte).

Madame, Monsieur,

Vous avez reçu votre ou vos électrodes adulte pour défibrillateur automatisé externe (DAE) HeartStart HS1 offertes. Cette livraison répond à l'obligation de Philips de vous fournir un jeu d'électrodes de remplacement pour chaque DAE en votre possession, conformément à la Notification de sécurité produit (FSN 2021-CC-EC-012).

Veuillez remplacer l'ancienne cartouche d'électrodes de votre DAE par la nouvelle. Le numéro de LOT des anciennes électrodes commence par lettre Y, le numéro de LOT des nouvelles électrodes commence par lettre C.

## ANCIENNES ÉLECTRODES



Une fois la nouvelle cartouche d'électrodes installée dans votre appareil, vous devrez jeter la ou les ancienne(s) cartouche(s) d'électrodes en votre possession et dont le numéro de LOT commence par la lettre « Y ».

Pour plus d'informations, consultez la page : [Correction de dispositif médical les électrodes de DAE | Philips](#).

Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité à la marque Philips et vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.



Jessy-Claude Pirraud  
Responsable Marketing gamme Emergency Care France • HS France Marketing

