

Papier pH spécialement conçu pour les milieux colorés ou troubles

Ref : 107359

Descriptif :

Papier pH spécialement conçu pour les milieux colorés ou troubles

Immerger pendant 3 secondes toute la partie colorée, retirer la , et lire la valeur du pH

Ces bandelettes sont livrées par boîte de 200



Avantages / points forts :

Papier pH spécialement conçu pour les milieux colorés ou troubles

Immerger pendant 3 secondes toute la partie colorée, retirer la , et lire la valeur du pH

Ces bandelettes sont livrées par boîte de 200

Caractéristiques techniques :

Plage de mes. : 1,0 - 12,0

Précision : 1 pH

Sur une même bandelette, l'échelle colorée et la zone réactive sont plongées simultanément dans le milieu coloré et affectées identiquement par le colorant : la comparaison de teinte n'est donc pas faussée.